





Microbiotech Srl is an innovative Company founded at the end of 2013 committed in the design, production and marketing of Medical Devices (DM) and In Vitro Diagnostic Medical Devices (IVD) intended for use in diagnostic medicine, forensics and environmental analysis.

Microbiotech S.r.l. manufactures microbial sampling products for traditional culture analysis and molecular diagnostic assays. Its products include a complete range of devices ready to use, suitable for the transportation and preservation of the clinical microbiological samples. The devices are available in a wide range of type and combinations such as dry swabs, swabs with gel transport media and the most recent swabs with liquid transport media. Our devices, where applicable, have CE certification issued by a Notified Body in order to guarantee safe devices according to the strictest national and international standards. Moreover, all devices are produced according to GMP (Good Manufacturing Practice) and in accordance with CLSI M40-A2 (Quality Control of Microbiology Specimen Transport Devices).

Our main aims are new devices R&D, excellent service quality to our Customers with a comprehensive, detailed technical documentation and high skilled employees. An efficient manufacturing process, high quality and attention to devices conformity allowed us to obtain the ISO 13485 Standard Quality System certification.

Microbiotech S.r.l. è una Società innovativa fondata alla fine del 2013, impegnata nella progettazione, produzione e commercializzazione di Dispositivi Medici (DM) e Dispositivi Medico-Diagnostici in Vitro (IVD) destinati alla medicina diagnostica, alla medicina forense e all'analisi ambientale.






Microbiotech S.r.l. produce Dispositivi per il campionamento di microorganismi per l'analisi di colture tradizionali e diagnostiche molecolari. I suoi prodotti comprendono una gamma completa di dispositivi pronti all'uso, adatti per il trasporto e la conservazione dei campioni microbiologici clinici. I dispositivi sono disponibili in diverse tipologie e combinazioni come tamponi secchi, tamponi con terreno trasporto gel e tamponi con terreno trasporto liquido. I nostri Dispositivi, laddove applicabile, hanno la certificazione CE rilasciata da Organismo Notificato al fine di garantirne la sicurezza secondo i più severi standard nazionali e internazionali. Inoltre tutti i Dispositivi sono prodotti secondo le GMP (Good Manufacturing Practice) ed in conformità allo standard CLSI M40-A2 (Controllo di qualità dei dispositivi di trasporto dei campioni di microbiologia).

Il nostro obiettivo è la ricerca e lo sviluppo di nuovi Dispositivi, l'offerta di un eccellente servizio mettendo a disposizione dei nostri Clienti una dettagliata ed esaustiva documentazione tecnica ed un personale altamente qualificato. Un processo produttivo efficiente e l'attenzione alla qualità e alla conformità dei Dispositivi, ci ha permesso di ottenere la certificazione del nostro Sistema Qualità allo standard ISO 13485.



Company profile

L'azienda



MICROBIOTECH S.r.l.

Via Achille Tamborino snc
zona PIP
73024 - Maglie (Lecce) Italy

Phone & FAX:
(+39) 0836/48.55.71

info@microbiotechsrl.com

www.microbiotechsrl.com

P. 5



Liquid Medium Transport Swabs

Tamponi Trasporto con Terreno Liquido

P. 8



Liquid Transport for VIRUS

Tamponi Trasporto Liquidi per VIRUS

P. 9



Transport Swabs

Tamponi Trasporto

P. 12



Dry Swabs

Tamponi Secchi

P. 13



Forensic Swabs

Tamponi Forensi

P. 16



Liquid Swabs for Surfaces

Tamponi Liquidi per Superfici

P. 17



Chromogenic Swabs

Tamponi Cromogenici

P. 18



Miscellaneous

Varie



Sterile in medical, easy to open peel-pouch (printed medical paper/plastic or plastic/plastic)

The easy-peel open pouch enables fast and sure access to the product especially when gloves are used.

Packaging ensures the microbiological status of the device for all the period of validity (packaging validated according to UNI EN 868, UNI EN ISO 11607).

Lot number and expiry date printed on each peel-pouch package and on every tube. Every unit of production can be identified.

Peel-pack di tipo medicale che garantisce la sterilità e l'agevole apertura (carta/plastica o plastica/plastica medicali). Il sistema peel-pack, dotato di apertura facilitata, consente un rapido e sicuro accesso al Dispositivo, specialmente quando si usano i guanti.

Il packaging assicura il mantenimento della condizione microbiologica del dispositivo per tutto il periodo di validità (packaging validato secondo la UNI EN 868, UNI EN ISO 11607).

Numero di Lotto e Data di scadenza sono stampate su ciascun blister e su ogni provetta garantendo una sicura identificazione e tracciabilità di ogni singolo Dispositivo.

Liquid Medium Transport Swabs

Tamponi Trasporto con Terreno Liquido

Medical Devices consisting of a swab (available in different materials and formats) and a test tube containing liquid transport medium. The devices are suitable for the collection and transport of aerobic, anaerobic and fastidious bacteria. The viability of microorganisms is guaranteed for up to 48 hours at room or refrigerated temperature.

This particular range of devices is based on a liquid transport medium, ready-to-use, suitable for bacterial cultures, rapid and multiple tests, Gram stains, automations and molecular tests.

The kit is designed to make these swabs easy-to-use and reliable. The applicators have a breakpoint that allow, after the biological sample collection, the insertion into the test tube and captured by a particular leak-proof screw cap.

The Devices are produced in accordance to GMP (Good Manufacturing Practice), certified as sterile Class IIa Medical Devices, non-pyrogenic, non-cytotoxic and, on request, certified according to the CLSI standard M40-A2 (Quality Control of Microbiological Transport Systems, 2nd Edition).

The Devices are packaged in plastic peel-packs that preserve their sterility (SAL 10^{-6}).

Dispositivi Medici costituiti da un tampone (disponibile in diversi materiali e formati) e da una provetta contenente terreno di trasporto liquido. Questi Dispositivi sono idonei per il prelievo ed il trasporto di batteri aerobi, anaerobi e batteri fastidiosi. La vitalità dei microrganismi è garantita fino a 48 ore a temperatura ambiente o refrigerata.

Questa particolare gamma di Dispositivi è basata su un terreno di trasporto liquido, pronto all'uso, adatto per colture batteriche, test rapidi e multipli, colorazioni di Gram, automazioni e test molecolari.

Il design del kit è progettato per rendere questi tamponi facili da usare e affidabili. Gli applicatori sono dotati di un breakpoint grazie al quale possono, in seguito al prelievo del campione biologico, essere inseriti nella provetta e catturati da un particolare tappo a vite a prova di perdita.

Sono prodotti in accordo con le GMP (Good Manufacturing Practice), certificati come Dispositivi Medici di classe IIa sterile, non pirogeni, non citotossici e, su richiesta, certificati secondo lo standard CLSI M40-A2 (Quality Control of Microbiological Transport Systems, 2nd Edition).

I Dispositivi sono confezionati in peel-pack plastici che ne preservano la sterilità (SAL 10^{-6}).



Liquid Medium Transport Swabs

Tamponi Trasporto con Terreno Liquido



1 AMIES

Swabs with 1 mL of liquid Amies transport medium, suitable for the collection and transport of aerobic, anaerobic and fastidious bacteria up to 48 hours at room or refrigerated temperature (up to 24 hours for *Neisseria gonorrhoeae*). They can also be used with mycobacteria and fungi. Test tubes are provided with a pink screw cap and pre-labeled for a correct identification of the sample.

*Tamponi con 1 mL di terreno trasporto Amies liquido, idonei per il prelievo ed il trasporto di batteri aerobi, anaerobi e batteri fastidiosi fino a 48 ore a temperatura ambiente o refrigerata (fino a 24 ore per *Neisseria gonorrhoeae*). Possono essere utilizzati anche con micobatteri e funghi. Le provette sono provviste di tappo a vite rosa e pre-etichettate per una corretta identificazione del campione.*

ref	type/tipo
FLOCKED SWAB / TAMPONI FLOCCATI	
210/LA/ST1	Swab with plastic shaft and standard floccated tip <i>Tamponi con asta in plastica e testa floccato standard</i>
210/LA/FT1	Swab with plastic shaft and fine floccated tip <i>Tamponi con asta in plastica e testa floccato sottile</i>
210/LA/PT1	Swab with plastic shaft and paediatric floccated tip <i>Tamponi con asta in plastica e testa floccato pediatrica</i>
FOAM SWAB / TAMPONI FOAM	
210/LA/ST2	Swab with plastic shaft and standard foam tip <i>Tamponi con asta in plastica e testa foam standard</i>
210/LA/FT2	Swab with plastic shaft and fine foam tip <i>Tamponi con asta in plastica e testa foam sottile</i>
POLYESTER SWAB / TAMPONI POLIESTERE	
210/LA/ST3	Swab with plastic shaft and polyester tip <i>Tamponi con asta in plastica e testa in poliestere</i>
VISCOSE SWAB / TAMPONI VISCOSA	
210/LA/ST4	Swab with plastic shaft and viscose tip <i>Tamponi con asta in plastica e testa in viscosa</i>
210/LA/AL4	Swab with aluminium shaft and viscose tip <i>Tamponi con asta in alluminio e testa in viscosa</i>

2 STUART

Swabs with 1 mL of liquid Stuart transport medium, suitable for the collection and transport of bacteria such as *Trichomonas vaginalis*, *Haemophilus influenzae*, *Streptococcus pyogenes*, *Corynebacterium diphtheriae*, enterobacteria and upper respiratory tract bacteria. Test tubes are provided with blue screw cap and pre-labeled for a correct identification of the sample.

*Tamponi con 1 mL di terreno trasporto Stuart liquido, idonei per il prelievo ed il trasporto di batteri come *Trichomonas vaginalis*, *Haemophilus influenzae*, *Streptococcus pyogenes*, *Corynebacterium diphtheriae*, enterobatteri e batteri delle prime vie respiratorie. Le provette sono provviste di tappo a vite blu e pre-etichettate per una corretta identificazione del campione.*

ref	type/tipo
FLOCKED SWAB / TAMPONI FLOCCATI	
220/LS/ST1	Swab with plastic shaft and standard floccated tip <i>Tamponi con asta in plastica e testa floccato standard</i>
220/LS/FT1	Swab with plastic shaft and fine floccated tip <i>Tamponi con asta in plastica e testa floccato sottile</i>
220/LS/PT1	Swab with plastic shaft and paediatric floccated tip <i>Tamponi con asta in plastica e testa floccato pediatrica</i>
FOAM SWAB / TAMPONI FOAM	
220/LS/ST2	Swab with plastic shaft and standard foam tip <i>Tamponi con asta in plastica e testa foam standard</i>
220/LS/FT2	Swab with plastic shaft and fine foam tip <i>Tamponi con asta in plastica e testa foam sottile</i>
POLYESTER SWAB / TAMPONI POLIESTERE	
220/LS/ST3	Swab with plastic shaft and polyester tip <i>Tamponi con asta in plastica e testa in poliestere</i>
VISCOSE SWAB / TAMPONI VISCOSA	
220/LS/ST4	Swab with plastic shaft and viscose tip <i>Tamponi con asta in plastica e testa in viscosa</i>
220/LS/AL4	Swab with aluminium shaft and viscose tip <i>Tamponi con asta in alluminio e testa in viscosa</i>

Liquid Medium Transport Swabs

Tamponi Trasporto con Terreno Liquido



ref	type/tipo
FLOCKED SWAB / TAMPONI FLOCCATI	
230/LCB/ST1	Swab with plastic shaft and standard floccated tip <i>Tamponi con asta in plastica e testa floccata standard</i>
230/LCB/FT1	Swab with plastic shaft and fine floccated tip <i>Tamponi con asta in plastica e testa floccata sottile</i>
230/LCB/PT1	Swab with plastic shaft and paediatric floccated tip <i>Tamponi con asta in plastica e testa floccata pediatrica</i>
FOAM SWAB / TAMPONI FOAM	
230/LCB/ST2	Swab with plastic shaft and standard foam tip <i>Tamponi con asta in plastica e testa foam standard</i>
230/LCB/FT2	Swab with plastic shaft and fine foam tip <i>Tamponi con asta in plastica e testa foam sottile</i>
POLYESTER SWAB / TAMPONI POLIESTERE	
230/LCB/ST3	Swab with plastic shaft and polyester tip <i>Tamponi con asta in plastica e testa in poliestere</i>
VISCOSE SWAB / TAMPONI VISCOSA	
230/LCB/ST4	Swab with plastic shaft and viscose tip <i>Tamponi con asta in plastica e testa in viscosa</i>
230/LCB/AL4	Swab with aluminium shaft and viscose tip <i>Tamponi con asta in alluminio e testa in viscosa</i>

ref	type/tipo
FLOCKED SWAB / TAMPONI FLOCCATI	
240/LSE/ST1	Swab with plastic shaft and standard floccated tip <i>Tamponi con asta in plastica e testa floccata standard</i>
240/LSE/FT1	Swab with plastic shaft and fine floccated tip <i>Tamponi con asta in plastica e testa floccata sottile</i>
240/LSE/PT1	Swab with plastic shaft and paediatric floccated tip <i>Tamponi con asta in plastica e testa floccata pediatrica</i>
FOAM SWAB / TAMPONI FOAM	
240/LSE/ST2	Swab with plastic shaft and standard foam tip <i>Tamponi con asta in plastica e testa foam standard</i>
240/LSE/FT2	Swab with plastic shaft and fine foam tip <i>Tamponi con asta in plastica e testa foam sottile</i>
POLYESTER SWAB / TAMPONI POLIESTERE	
240/LSE/ST3	Swab with plastic shaft and polyester tip <i>Tamponi con asta in plastica e testa in poliestere</i>
VISCOSE SWAB / TAMPONI VISCOSA	
240/LSE/ST4	Swab with plastic shaft and viscose tip <i>Tamponi con asta in plastica e testa in viscosa</i>
240/LSE/AL4	Swab with aluminium shaft and viscose tip <i>Tamponi con asta in alluminio e testa in viscosa</i>

ref	type/tipo
FLOCKED SWAB / TAMPONI FLOCCATI	
260/SAL/ST1	Swab with plastic shaft and standard floccated tip <i>Tamponi con asta in plastica e testa floccata standard</i>
260/SAL/FT1	Swab with plastic shaft and fine floccated tip <i>Tamponi con asta in plastica e testa floccata sottile</i>
260/SAL/PT1	Swab with plastic shaft and paediatric floccated tip <i>Tamponi con asta in plastica e testa floccata pediatrica</i>
FOAM SWAB / TAMPONI FOAM	
260/SAL/ST2	Swab with plastic shaft and standard foam tip <i>Tamponi con asta in plastica e testa foam standard</i>
260/SAL/FT2	Swab with plastic shaft and fine foam tip <i>Tamponi con asta in plastica e testa foam sottile</i>
POLYESTER SWAB / TAMPONI POLIESTERE	
260/SAL/ST3	Swab with plastic shaft and polyester tip <i>Tamponi con asta in plastica e testa in poliestere</i>
VISCOSE SWAB / TAMPONI VISCOSA	
260/SAL/ST4	Swab with plastic shaft and viscose tip <i>Tamponi con asta in plastica e testa in viscosa</i>
260/SAL/AL4	Swab with aluminium shaft and viscose tip <i>Tamponi con asta in alluminio e testa in viscosa</i>

CARY BLAYR

3

Swabs with 2 mL of Cary Blair liquid transport Swabs with 2 mL of Cary Blair liquid transport medium, suitable for the collection and transport of bacteria such as Salmonella, Shigella, Vibrio and Campylobacter. Test tubes are provided with green screw cap and pre-labeled for a correct identification of the sample.

Tamponi con 2 mL di terreno trasporto Cary Blair liquido, idonei per il prelievo ed il trasporto di batteri come Salmonella, Shigella, Vibrio e Campylobacter. Le provette sono provviste di tappo a vite verde e pre-etichettate per una corretta identificazione del campione.

SELENITE

4

Swabs with 2 mL of Selenite transport medium, selective for Salmonella and Shigella. Test tubes are provided with a white screw cap and pre-labeled for correct identification of the sample.

Tamponi con 2 mL di terreno trasporto Selenite, selettivo per Salmonella e Shigella. Le provette sono provviste di tappo a vite bianco e pre-etichettate per una corretta identificazione del campione.

SALINE

5

Swabs with 2 mL of phosphate buffered saline solution, used to dilute biological samples for clinical analysis. Test tubes are provided with a blue screw cap and pre-labeled for a correct identification of the sample.

Tamponi con 2 mL di soluzione salina, utilizzati per diluire campioni biologici per l'analisi clinica. Le provette sono provviste di tappo a vite azzurro e pre-etichettate per una corretta identificazione del campione.

Liquid Transport for VIRUS

Tamponi Trasporto Liquidi per VIRUS

Swabs (available in different materials and formats) for the collection and transport of viruses (such as Adenovirus, CMV, HSV1, Influenza A, Parainfluenza Type 3, RSV, VZV), Chlamydia (such as Chlamydia pneumoniae and Chlamydia trachomatis), Mycoplasma (such as Mycoplasma hominis) and Ureaplasma (such as Ureaplasma urealyticum).

The special liquid transport medium is stable at room temperature up to a maximum duration of 18 months. It is particularly advantageous because it is easy- and ready-to-use, as well as because it allows multiple tests from a single sample, it is compatible with automated systems and with the main molecular tests.

Swabs are sterile (SAL 10^{-6}), non-pyrogenic and non-cytotoxic.

Tamponi (disponibili in diversi materiali e formati) per il prelievo ed il trasporto di Virus (come Adenovirus, CMV, HSV1, Influenza A, Parainfluenza Tipo 3, RSV, VZV), Clamidia (come Chlamydia pneumoniae e Chlamydia trachomatis), Micoplasma (come Mycoplasma hominis) ed Ureaplasma (come Ureaplasma urealyticum).

Lo speciale terreno di trasporto liquido è stabile a temperatura ambiente fino ad una durata massima di 18 mesi. È particolarmente vantaggioso per la semplicità e rapidità di utilizzo oltre a consentire test multipli da singolo campione, essere compatibile con sistemi automatizzati e con i principali test molecolari.

I tamponi sono sterili (SAL 10^{-6}), non pirogeni e non citotossici.



1 VIRUS 1 ML

Swabs with 1 mL of liquid transport medium for Virus, Chlamydia, Mycoplasma and Ureaplasma contained in a test tube provided with a red screw cap and pre-labeled for a correct identification of the sample..

Tamponi con 1 mL di terreno trasporto liquido per Virus, Chlamydia, Mycoplasma e Ureaplasma contenuto in provetta provvista di tappo a vite rosso e pre-etichettata per una corretta identificazione del campione.

ref	type/tipo
FLOCKED SWAB / TAMPONI FLOCCATI	
250/VIR/ST1	Swab with plastic shaft and standard flocked tip <i>Tamponi con asta in plastica e testa floccato standard</i>
250/VIR/FT1	Swab with plastic shaft and fine flocked tip <i>Tamponi con asta in plastica e testa floccato sottile</i>
250/VIR/PT1	Swab with plastic shaft and paediatric flocked tip <i>Tamponi con asta in plastica e testa floccato pediatrica</i>
250/VIR/STFT1	2 swabs (standard flocked + fine flocked) <i>Tamponi con asta in plastica e testa foam standard</i>
FOAM SWAB / TAMPONI FOAM	
250/VIR/ST2	Swab with plastic shaft and standard foam tip <i>Tamponi con asta in plastica e testa foam standard</i>
250/VIR/FT2	Swab with plastic shaft and fine foam tip <i>Tamponi con asta in plastica e testa foam sottile</i>
250/VIR/STFT2	2 swabs (standard foam + fine foam) <i>Tamponi con asta in plastica e testa in viscosa</i>
POLYESTER SWAB / TAMPONI POLIESTERE	
250/VIR/ST3	Swab with plastic shaft and polyester tip <i>Tamponi con asta in plastica e testa in poliestere</i>
VISCOSE SWAB / TAMPONI VISCOSA	
250/VIR/ST4	Swab with plastic shaft and viscose tip <i>Tamponi con asta in plastica e testa in viscosa</i>
250/VIR/AL4	Swab with aluminium shaft and viscose tip <i>Tamponi con asta in alluminio e testa in viscosa</i>

2 VIRUS 3 ML

Swabs with 3 mL of liquid transport medium for Virus, Chlamydia, Mycoplasma and Ureaplasma contained in a test tube provided with a red screw cap and pre-labeled for a correct identification of the sample.

Tamponi con 3 mL di terreno trasporto liquido per Virus, Chlamydia, Mycoplasma e Ureaplasma contenuto in provetta provvista di tappo a vite rosso e pre-etichettata per una corretta identificazione del campione.

ref	type/tipo
FLOCKED SWAB / TAMPONI FLOCCATI	
250/VIR/ST1/3	Swab with plastic shaft and standard flocked tip <i>Tamponi con asta in plastica e testa floccato standard</i>
250/VIR/FT1/3	Swab with plastic shaft and fine flocked tip <i>Tamponi con asta in plastica e testa floccato sottile</i>
250/VIR/PT1/3	Swab with plastic shaft and paediatric flocked tip <i>Tamponi con asta in plastica e testa floccato pediatrica</i>
250/VIR/STFT1/3	2 swabs (standard flocked + fine flocked) <i>Tamponi con asta in plastica e testa foam standard</i>
FOAM SWAB / TAMPONI FOAM	
250/VIR/ST2/3	Swab with plastic shaft and standard foam tip <i>Tamponi con asta in plastica e testa foam standard</i>
250/VIR/FT2/3	Swab with plastic shaft and fine foam tip <i>Tamponi con asta in plastica e testa foam sottile</i>
250/VIR/STFT2/3	2 swabs (standard foam + fine foam) <i>Tamponi con asta in plastica e testa in viscosa</i>



Medical Devices consisting of a swab (available in different materials) and a polypropylene test tube, of dimensions Ø12x150 mm, containing a agar gel transport medium that allows the survival of microorganisms from the sampling to the place where clinical-diagnostic analyses will be performed.

The Medical Devices are produced in accordance with the GMP (Good Manufacturing Practice), certified as Medical Devices class IIa sterile, non-pyrogenic, non-cytotoxic and, on request, certified according to the standard CLSI M40-A2 (Quality Control of Microbiological Transport Systems, 2nd Edition).

The Devices are packaged in peel-packs that preserve their sterility (SAL 10^{-6}).

Dispositivi medici costituiti da un tampone (disponibile in diversi materiali) e da una provetta in polipropilene, di dimensioni Ø12x150 mm, contenente del terreno di trasporto agar gel che consente la sopravvivenza dei microorganismi dal prelievo fino al luogo di svolgimento delle analisi clinico-diagnostiche.

I Dispositivi Medici sono prodotti in accordo con le GMP (Good Manufacturing Practice), certificati come Dispositivi Medici di classe IIa sterile, non pirogeni, non citotossici e, su richiesta, certificati secondo lo standard CLSI M40-A2 (Quality Control of Microbiological Transport Systems, 2nd Edition). I Dispositivi sono confezionati in peel-pack che ne preservano la sterilità (SAL 10^{-6}).

Transport Swabs

Tamponi Trasporto



1 AMIES

Sterile swabs with transport medium clear Amies gel for the collection and transport of many microorganisms such as *Neisseria Gonorrhoeae* (up to 24 hours), *Streptococcus pneumoniae*, *Shigella flexneri*, *Salmonella typhi*, *Staphylococcus aureus*, *Bordetella pertossi* and *Fusobacterium* up to 48-72 hours.

Tamponi sterili con terreno di trasporto Amies chiaro gel per il prelievo ed il trasporto di molti microorganismi come Neisseria Gonorrhoeae (fino a 24 ore), Streptococcus pneumoniae, Shigella flexneri, Salmonella typhi, Staphylococcus aureus, Bordetella pertossi e Fusobacterium fino a 48-72 ore.

ref	type/tipo
410/A	Swab with plastic shaft and cotton tip <i>Tampone con asta in plastica e testa in cotone</i>
411/A	Swab with plastic shaft and viscose tip <i>Tampone con asta in plastica e testa in viscosa</i>
414/A	Swab with plastic shaft and polyester tip <i>Tampone con asta in plastica e testa in poliestere</i>
420/A	Swab with aluminium shaft and cotton tip <i>Tampone con asta in alluminio e testa in cotone</i>
421/A	Swab with aluminium shaft and viscose tip <i>Tampone con asta in alluminio e testa in viscosa</i>
431/A	Swab with polypropylene shaft and viscose tip <i>Tampone con asta in polipropilene e testa in viscosa</i>

2 AMIES WITH CHARCOAL - CON CARBONE

Sterile swabs with Amies gel transport medium with charcoal for the collection and transport of microorganisms. The charcoal presence neutralizes fatty acids that are toxic to microorganisms. This medium is particularly advantageous for the transport of fastidious bacteria such as *Bordetella pertussis*.

Tamponi sterili con terreno di trasporto Amies gel con carbone per il prelievo ed il trasporto di microorganismi. La presenza del carbone neutralizza gli acidi grassi che sono tossici per i microorganismi. Questo terreno è particolarmente vantaggioso per il trasporto di batteri fastidiosi come Bordetella pertussis.

ref	type/tipo
411/AC	Swab with plastic shaft and viscose tip <i>Tampone con asta in plastica e testa in viscosa</i>
414/AC	Swab with plastic shaft and polyester tip <i>Tampone con asta in plastica e testa in poliestere</i>
420/AC	Swab with aluminium shaft and cotton tip <i>Tampone con asta in alluminio e testa in cotone</i>
421/AC	Swab with aluminium shaft and viscose tip <i>Tampone con asta in alluminio e testa in viscosa</i>

3 DOUBLE AMIES - DOPPIO AMIES

Sterile swabs with a double quantity of Amies agar gel transport medium, in order to allow a better inoculation and/or dilution of the bacteriological sample.

Tamponi sterili con terreno di trasporto Amies agar gel in quantità doppia, al fine di consentire una miglior inoculazione e/o diluizione del campione batteriologico.

ref	type/tipo
411/DA	Swab with plastic shaft and viscose tip with double Amies without charcoal <i>Tampone con asta in plastica e testa in viscosa con doppio Amies senza carbone</i>
411/DAC	Swab with plastic shaft and viscose tip with double Amies with charcoal <i>Tampone con asta in plastica e testa in viscosa con doppio Amies con carbone</i>
414/DA	Swab with plastic shaft and polyester tip with double Amies without charcoal <i>Tampone con asta in plastica e testa in poliestere con doppio Amies senza carbone</i>
414/DAC	Swab with plastic shaft and polyester tip with double Amies with charcoal <i>Tampone con asta in plastica e testa in poliestere con doppio Amies con carbone</i>
420/DA	Swab with aluminium shaft and cotton tip with double Amies without charcoal <i>Tampone con asta in alluminio e testa in cotone con doppio Amies senza carbone</i>
420/DAC	Swab with aluminium shaft and cotton tip with double Amies with charcoal <i>Tampone con asta in alluminio e testa in cotone con doppio Amies con carbone</i>
421/DA	Swab with aluminium shaft and viscose tip with double Amies without charcoal <i>Tampone con asta in alluminio e testa in viscosa con doppio Amies senza carbone</i>
421/DAC	Swab with aluminium shaft and viscose tip with double Amies with charcoal <i>Tampone con asta in alluminio e testa in viscosa con doppio Amies con carbone</i>


4 STUART

Sterile swabs with clear Stuart transport medium gel for the collection and transport of many microorganisms such as *Neisseria Gonorrhoeae*, *Trichomonas vaginalis*, *Haemophilus influenzae*, *Streptococcus pyogenes*, *Corynebacterium diphtheriae*, enterobacteria and bacteria of the upper respiratory tract.

Tamponi sterili con terreno di trasporto Stuart chiaro gel per il prelievo ed il trasporto di molti microorganismi come Neisseria Gonorrhoeae, Trichomonas vaginalis, Haemophilus influenzae, Streptococcus pyogenes, Corynebacterium diphtheriae, enterobatteri e batteri delle prime vie respiratorie.

ref	type/tipo
411/S	Swab with plastic shaft and viscose tip <i>Tampone con asta in plastica e testa in viscosa</i>
414/S	Swab with plastic shaft and polyester tip <i>Tampone con asta in plastica e testa in poliestere</i>
414/S	Swab with aluminium shaft and cotton tip <i>Tampone con asta in alluminio e testa in cotone</i>
421/S	Swab with aluminium shaft and viscose tip <i>Tampone con asta in alluminio e testa in viscosa</i>

Transport Swabs Tamponi Trasporto



ref	type/tipo
411/SC	Swab with plastic shaft and viscose tip <i>Tampone con asta in plastica e testa in viscosa</i>
414/SC	Swab with plastic shaft and polyester tip <i>Tampone con asta in plastica e testa in poliestere</i>
420/SC	Swab with aluminium shaft and cotton tip <i>Tampone con asta in alluminio e testa in cotone</i>
421/SC	Swab with aluminium shaft and viscose tip <i>Tampone con asta in alluminio e testa in viscosa</i>

ref	type/tipo
411/CB	Swab with plastic shaft and viscose tip <i>Tampone con asta in plastica e testa in viscosa</i>
421/CB	Swab with aluminium shaft and viscose tip <i>Tampone con asta in alluminio e testa in viscosa</i>
414/CB	Swab with plastic shaft and polyester tip <i>Tampone con asta in plastica e testa in poliestere</i>

ref	type/tipo
611/FV	Swab with plastic shaft and viscose tip <i>Tampone con asta in plastica e testa in viscosa</i>
621/FV	Swab with aluminium shaft and viscose tip <i>Tampone con asta in alluminio e testa in viscosa</i>

ref	type/tipo
611/FC	Swab with plastic shaft and viscose tip <i>Tampone con asta in plastica e testa in viscosa</i>
621/FC	Swab with aluminium shaft and viscose tip <i>Tampone con asta in alluminio e testa in viscosa</i>

STUART WITH CHARCOAL - CON CARBONE

Sterile swabs with Stuart gel transport medium with charcoal, for collection and transport of microorganisms. The charcoal presence neutralizes fatty acids that are toxic to microorganisms.

Tamponi sterili con terreno di trasporto Stuart gel con carbone, per il prelievo ed il trasporto di microorganismi. La presenza del carbone neutralizza gli acidi grassi che sono tossici per i microorganismi.

CARY BLAIR

Sterile swabs with Cary Blair gel transport medium for the collection and transport of Gram-negative bacteria such as Salmonella, Shigella, Vibrio and Campylobacter.

Tamponi sterili con terreno di trasporto Cary Blair gel, per il prelievo ed il trasporto di batteri Gram negativi come Salmonella, Shigella, Vibrio e Campylobacter.

VIRUS

Sterile swabs with Virus liquid transport medium soaked into a sponge placed on the bottom of a polypropylene tube sized Ø12x150 mm. The particular medium composition prevents the bacteria and fungi growth.

Tamponi sterili con terreno di trasporto liquido per Virus assorbito in una spugna posta sul fondo di una provetta in polipropilene di dimensioni Ø12x150 mm. La particolare composizione del terreno previene la crescita di batteri e funghi.

CHLAMYDIA

Sterile swabs with Chlamydia liquid transport medium soaked into a sponge placed on the bottom of a polypropylene tube sized Ø12x150 mm. The particular medium composition prevents the bacteria and fungi growth.

Tamponi sterili con terreno di trasporto liquido per Chlamidia assorbito in una spugna posta sul fondo di una provetta in polipropilene di dimensioni Ø12x150 mm. La particolare composizione del terreno previene la crescita di batteri e funghi.

Dry Swabs

Tamponi Secchi



A wide range of Dry Swabs available in different materials and configurations to meet the most varied needs of end-users. Available in several versions: not sterile, sterile single blister, sterile in test tubes, sterile in test tubes and in single blister peel-pack.

The Dry Swabs are produced in accordance with the GMP (Good Manufacturing Practice), certified as Medical Devices class IIa sterile, non-pyrogenic, non-cytotoxic

Un'ampia gamma di Tamponi Secchi disponibili in diversi materiali e configurazioni per rispondere alle più molteplici esigenze degli utilizzatori. Disponibili in versione non sterile, sterile in blister singolo, sterile in provetta, sterile in provetta e in confezione singola peel-pack.

I Tamponi Secchi sono prodotti in accordo con le GMP (Good Manufacturing Practice), certificati come Dispositivi Medici di classe IIa sterile, non pirogenici, non citotossici.



ref	type/tipo
300/10	Sterile bulk Bulk sterile
300/CS/09	Sterile in single blister Sterile in confezione singola

ref	type/tipo
310/10	Sterile bulk Bulk sterile

ref	type/tipo
311/10	Sterile bulk Bulk sterile
311/CS/09	Sterile in single blister Sterile in confezione singola

ref	type/tipo
313/ST/10	Standard tip - Sterile bulk Testa standard - Bulk sterile
313/CSST/09	Standard tip - Sterile in single blister Testa standard - Sterile in confezione singola
313/FT/10	Fine tip - Sterile bulk Testa sottile - Bulk sterile
313/CSFT/09	Fine tip - Sterile in single blister Testa sottile - Sterile in confezione singola

ref	type/tipo
314/10	Sterile bulk Bulk sterile
314/CS/09	Sterile in single blister Sterile in confezione singola

ref	type/tipo
320/10	Sterile bulk Bulk sterile
320/CS/09	Sterile in single blister Sterile in confezione singola

cod	type/tipo
321/10	Sterile bulk Bulk sterile
321/CS/09	Sterile in single blister Sterile in confezione singola

WOODEN/COTTON DRY SWABS

TAMPONI SECCHI LEGNO/COTONE

Sterile swabs with wooden shaft and cotton tip inserted in a polypropylene test tube sized Ø12x150mm, available as bulk or as single blister.

Tamponi sterili con asta in legno e testa in cotone inseriti in una provetta in polipropilene di dimensioni Ø12x150mm, disponibili in bulk o in confezione singola.

PLASTIC/COTTON DRY SWABS

TAMPONI SECCHI PLASTICA/COTONE

Sterile swabs with plastic shaft and cotton tip inserted in a polypropylene test tube sized Ø12x150mm.

Tamponi sterili con asta in plastica e testa in cotone inseriti in una provetta in polipropilene di dimensioni Ø12x150mm.

PLASTIC/VISCOSE DRY SWABS

TAMPONI SECCHI PLASTICA/VISCOSA

Sterile swabs with plastic shaft and viscose tip inserted in a polypropylene test tube sized Ø12x150 mm, available as bulk or as single blister.

Tamponi sterili con asta in plastica e testa in viscosa inseriti in una provetta in polipropilene di dimensioni Ø12x150mm, disponibili in bulk o in confezione singola.

PLASTIC/FOAM DRY SWABS

TAMPONI SECCHI PLASTICA/FOAM

Sterile swabs with plastic shaft and foam tip inserted in a polypropylene test tube sized Ø12x150mm, available as bulk or as single blister.

Tamponi sterili con asta in plastica e testa in foam inseriti in una provetta in polipropilene di dimensioni Ø12x150mm, disponibili in bulk o in confezione singola.

PLASTIC/POLYESTER DRY SWABS

TAMPONI SECCHI PLASTICA/POLIESTERE

Sterile swabs with plastic shaft and polyester tip inserted in a polypropylene test tube sized Ø12x150mm, available as bulk or as single blister.

Tamponi sterili con asta in plastica e testa in poliester inseriti in una provetta in polipropilene di dimensioni Ø12x150mm, disponibili in bulk o in confezione singola.

ALUMINIUM/COTTON DRY SWABS

TAMPONI SECCHI ALLUMINIO/COTONE

Sterile swabs with aluminium shaft and cotton tip inserted in a polypropylene test tube sized Ø12x150mm, available as bulk or as single blister.

Tamponi sterili con asta in alluminio e testa in cotone inseriti in una provetta in polipropilene di dimensioni Ø12x150mm, disponibili in bulk o in confezione singola.

ALUMINIUM/VISCOSE DRY SWABS


TAMPONI SECCHI ALLUMINIO/VISCOSA

Sterile swabs with aluminium shaft and viscose tip inserted in a polypropylene test tube sized Ø12x150mm, available as bulk or as single blister.

Tamponi sterili con asta in alluminio e testa in viscosa inseriti in una provetta in polipropilene di dimensioni Ø12x150mm, disponibili in bulk o in confezione singola.

Dry Swabs- Applicators

Tamponi Secchi- Applicatori



8

WOODEN/COTTON APPLICATORS APPLICATORI LEGNO/COTONE

Applicators with wooden shaft and cotton tip available in different configurations.

Applicatori con asta in legno e testa in cotone disponibili in diverse conformazioni.

ref	type/tipo
000/NS/20	Swab with wooden shaft and cotton tip, in bulk. <i>Tampone con asta in legno e testa in cotone, in bulk.</i>
000/CS/18	Swab with wooden shaft and cotton tip, sterile in single blister. <i>Tampone con asta in legno e testa in cotone, sterile in confezione singola.</i>
000/CS2/30	Swab with wooden shaft and cotton tip, sterile in blister with two pieces. <i>Tampone con asta in legno e testa in cotone, sterile in confezione da 2 pezzi.</i>
000/CS10/90	Swab with wooden shaft and cotton tip, sterile in blister with 10 pieces. <i>Tampone con asta in legno e testa in cotone, sterile in confezione da 10 pezzi.</i>
000/CS/12 R	Swab with wooden shaft and cotton tip, with "handy use" red cap, sterile in single blister. <i>Tampone con asta in legno e testa in cotone, con tappo rosso "handy use" sterile, in confezione singola.</i>

9

PLASTIC/COTTON APPLICATORS APPLICATORI PLASTICA/COTONE

Applicators with plastic shaft and cotton tip.

Applicatori con asta in plastica e testa in cotone.

ref	type/tipo
010/NS/40	Swab with plastic shaft and cotton tip, in bulk. <i>Tampone con asta in plastica e testa in cotone, in bulk.</i>
010/CS/18	Swab with plastic shaft and cotton tip, sterile in single blister. <i>Tampone con asta in plastica e testa in cotone, sterile in confezione singola.</i>

10

PLASTIC/VISCOSE APPLICATORS APPLICATORI PLASTICA/VISCOSA

Applicators with plastic shaft and viscose tip available in different configurations.

Applicatori con asta in plastica e testa in viscosa disponibili in diverse configurazioni.

ref	type/tipo
011/NS/40	Swab with plastic shaft and viscose tip, in bulk. <i>Tampone con asta in plastica e testa in viscosa, in bulk.</i>
011/NS/40/110	Swab with plastic shaft 110 mm and viscose tip, sterile in single blister. <i>Tampone con asta in plastica 110 mm e testa in viscosa, in bulk.</i>
011/NS/40/94	Swab with PP shaft 94mm and viscose tip, sterile in single blister. <i>Tampone con asta in PP 94mm e testa in viscosa, in bulk.</i>
011/CS/18	Swab with plastic shaft and viscose tip, sterile in single blister. <i>Tampone con asta in plastica e testa in viscosa, sterile in confezione singola.</i>
011/CS/12N	Swab with plastic shaft and viscose tip, with black "handy use" cap, sterile in single blister. <i>Tampone con asta in plastica e testa in viscosa, con tappo nero "handy use" sterile in confezione singola.</i>
011/CS/12R	Swab with plastic shaft and viscose tip, with red "handy use" cap, sterile in single blister. <i>Tampone con asta in plastica e testa in viscosa, con tappo rosso "handy use" sterile in confezione singola.</i>
011/CS/12BL	Swab with plastic shaft and viscose tip, with blue "handy use" cap, sterile in single blister. <i>Tampone con asta in plastica e testa in viscosa, con tappo blu "handy use" sterile in confezione singola.</i>
011/CS/12BI	Swab with plastic shaft and viscose tip, with white "handy use" cap, sterile in single blister. <i>Tampone con asta in plastica e testa in viscosa, con tappo bianco "handy use" sterile in confezione singola.</i>

11

PLASTIC/FOAM APPLICATORS APPLICATORI PLASTICA/FOAM

Applicators with plastic shaft and foam tip available in different shapes and configurations.

Applicatori con asta in plastica e testa in foam disponibili in diverse forme e configurazioni.

ref	type/tipo
013/NSST/20	Swab with plastic shaft and standard foam tip, in bulk. <i>Tampone con asta in plastica e testa in foam standard, in bulk.</i>
013/CSST/18	Swab with plastic shaft and standard foam tip, sterile in single blister. <i>Tampone con asta in plastica e testa in foam standard, sterile in confezione singola.</i>
013/NSPT/20	Swab with plastic shaft and paediatric foam tip, in bulk. <i>Tampone con asta in plastica e testa pediatrica in foam, in bulk.</i>
013/CSPT/18	Swab with plastic shaft and paediatric foam tip, sterile in single blister. <i>Tampone con asta in plastica e testa pediatrica in foam, sterile in confezione singola.</i>

12

PLASTIC/POLYESTER APPLICATORS APPLICATORI PLASTICA/POLIESTERE

Applicators with plastic shaft and polyester tip available in different configurations.

Applicatori con asta in plastica e testa in poliestere disponibili in diverse configurazioni.

ref	type/tipo
014/NS/20	Swab with plastic shaft and polyester tip, in bulk. <i>Tampone con asta in plastica e testa in poliestere, in bulk.</i>
014/CS/18	Swab with plastic shaft and polyester tip, sterile in single blister. <i>Tampone con asta in plastica e testa in poliestere, sterile in confezione singola.</i>

13

ALUMINIUM/COTTON APPLICATORS APPLICATORI ALLUMINIO/COTONE

Applicators with aluminium shaft and cotton tip.

Applicatori con asta in alluminio e testa in cotone.

cod	type/tipo
020/NS/100	Swab with aluminium shaft and cotton tip, in bulk. <i>Tampone con asta in alluminio e testa in cotone, in bulk.</i>
020/CS/18	Swab with aluminium shaft and cotton tip, sterile in single blister. <i>Tampone con asta in alluminio e testa in cotone, sterile in confezione singola.</i>

14

ALUMINIUM/VISCOSE APPLICATORS APPLICATORI ALLUMINIO/VISCOSA

Applicators with wooden shaft and cotton tip available in different configurations.

Applicatori con asta in alluminio e testa in viscosa disponibili in diverse configurazioni.

cod	type/tipo
021/NS/100	Swab with aluminium shaft and viscose tip, in bulk. <i>Tampone con asta in alluminio e testa in viscosa, in bulk.</i>
021/CS/18	Swab with aluminium shaft and viscose tip, sterile in single blister. <i>Tampone con asta in alluminio e testa in viscosa, sterile in confezione singola.</i>

Forensic Swabs

Tamponi Forensi

The genetic and forensic swabs are inserted in polypropylene tubes sized Ø12x150 mm and are special swabs used for the analysis of nucleic acids.

They are sterilized with Ethylene Oxide (EtO) and each batch is tested by an Accredia accredited laboratory to verify the absolute absence of human DNA, DNase, RNase and PCR inhibitors.

I tamponi per analisi genetica e forense sono inseriti in provette di polipropilene di dimensioni Ø12x150 mm e sono dei particolari tamponi utilizzati per l'analisi degli acidi nucleici.

Sono sterilizzati ad Ossido di Etilene (EtO) e ogni lotto viene testato da un laboratorio accreditato Accredia per verificarne l'assoluta assenza di DNA umano, DNasi, RNasi ed inibitori della PCR.



ref	type/tipo
711/DNA	Swab with plastic shaft and viscose tip Tamponi con asta in plastica e testa in viscosa
700/DNA	Swab with wooden shaft and cotton tip Tamponi con asta in legno e testa in cotone

Liquid Swabs for Surfaces

Tamponi Liquidi per Superfici



The liquid swabs for equipment and surfaces are used for microbiological analysis in the food, pharmaceutical and cosmetic industries, in order to neutralize the possible presence of disinfecting or sanitizing agents on the analyzed surfaces.

They are available in different materials (foam, polyester and viscose) and with different quantities of neutralizing diluent solution, contained in polypropylene tubes sized Ø16x100 mm.

The applicators have a breakpoint thanks to which they can be inserted into the test tube and captured by a special leak-proof screw cap, after the sample collection.


Swabs are packaged in peel-packs that preserve their sterility (SAL 10⁻⁶).

I tamponi liquidi per attrezzature e superfici sono utilizzati per analisi microbiologiche nelle industrie alimentari, farmaceutiche e cosmetiche, al fine di neutralizzare l'eventuale presenza di agenti disinfettanti o sanificanti sulle superfici analizzate.

Sono disponibili in diversi materiali (foam, poliestere e viscosa) e con diverse quantità di soluzione neutralizzante diluente, contenuta in provette di polipropilene di dimensioni Ø16x100 mm.

Gli applicatori sono dotati di un breakpoint grazie al quale possono, in seguito al prelievo del campione, essere inseriti nella provetta e catturati da un particolare tappo a vite a prova di perdita.

I tamponi sono confezionati in peel-pack che ne preservano la sterilità (SAL 10⁻⁶).



1 5 ML NEUTRALIZING DILUENT SOLUTION

5 ML SOLUZIONE NEUTRALIZZANTE DILUENTE

ref	type/tipo
105/SU2	Swab with plastic shaft and foam tip <i>Tampone con asta in plastica e testa in foam</i>
105/SU4	Swab with plastic shaft and viscose tip <i>Tampone con asta in plastica e testa in viscosa</i>
105/SU6	Swab with plastic shaft and polyester tip <i>Tampone con asta in plastica e testa in poliestere</i>

2 10 ML NEUTRALIZING DILUENT SOLUTION

10 ML SOLUZIONE NEUTRALIZZANTE DILUENTE

ref	type/tipo
110/SU2	Swab with plastic shaft and foam tip <i>Tampone con asta in plastica e testa in foam</i>
110/SU4	Swab with plastic shaft and viscose tip <i>Tampone con asta in plastica e testa in viscosa</i>
110/SU6	Swab with plastic shaft and polyester tip <i>Tampone con asta in plastica e testa in poliestere</i>

Chromogenic Swabs

Tamponi Cromogenici



Swabs associated with specific chromogenic media able to change color in response to the presence of microorganisms present in the sample.

The swabs, with plastic shaft and viscose tip, are packaged together with a polypropylene test tube of Ø12x150 mm in peel-pack that preserves sterility (SAL 10⁻⁶).

The label on each tube shows a specific legend with the colours for the obtained result interpretation.

Tamponi associati con particolari terreni cromogenici in grado di mutare colore in risposta alla presenza di microorganismi presenti nel campione prelevato.

I tamponi, con asta in plastica e testa in viscosa, sono confezionati assieme ad una provetta in polipropilene di dimensioni Ø12x150mm in peel-pack che ne preserva la sterilità (SAL 10⁻⁶).

L'etichetta apposta su ogni provetta riporta una specifica legenda con i colori per l'interpretazione del risultato ottenuto.



ref
510/ID4

The XLD (Xylose Lysine Desoxycholate) Agar medium is a selective medium for the isolation and identification of Salmonella and Shigella.

Il terreno XLD (Xylose Lysine Desoxycholate) Agar è un terreno selettivo per l'isolamento e l'identificazione di Salmonelle e Shigelle.

XLD AGAR

ref
511/ID4

The Oxford Agar medium is a selective medium for the isolation and differentiation of Listeria Monocytogenes.

Il terreno Oxford Agar è un terreno selettivo per l'isolamento e la differenziazione di Listeria Monocytogenes.

OXFORD AGAR

ref
512/ID4

The Plate Count Agar medium is intended for determining the total bacterial load.

Il terreno Plate Count Agar è un terreno per la determinazione della carica batterica totale.


PLATE COUNT AGAR

ref
513/ID4

Coliform Agar is a fluorogenic and chromogenic selective medium for the simultaneous determination of E. coli and coliforms in water and food.

Il terreno Coliform Agar è un terreno selettivo fluorogenico e cromogenico per la determinazione simultanea di E.coli e dei coliformi nelle acque e negli alimenti.

COLIFORM AGAR



1 STERILE SAMPLING TEMPLATE DELIMITATORI STERILI DI SUPERFICIE

Sampling surface area template in PP, thickness 2.5 mm

Delimitatori di superficie di campionamento, spessore 2,5 mm

2 DRY STERILE SPONGES FOR SAMPLES SPUGNETTE STERILI ASCIUTTE PER CAMPIONAMENTO

Polypropylene sponges, dry, ideal for surfaces and animal carcass sampling. Sterile, individually wrapped. Available in different sizes.

Spugnette in polipropilene, asciutte, ideali per il campionamento di superfici e carcasse. Sterili, in confezione singola. Disponibili in diverse misure.

3 STIRRING RODS BACCHETTE PER MISCELAZIONE

Stirring Rods in PS with one rounded end and the other one spatula shaped.

Bacchette per miscelazione in PS con una estremità arrotondata e l'altra a spatola

4 STERILE INOCULATION LOOP WITH SPREADING SPHERE INOCULATORE STERILE AGO + SFERA

Sterile inoculation needle with spreading sphere in PS. The sphere allows the execution of a perfect smear with a single unit.


Ansa sterile in PS con ago + sfera. La punta a sfera consente l'esecuzione di un perfetto striscio con una sola unità.

ref	Dim. mm	packing/confezione
545405	5 x 4 (20 cm ²)	Bags of 5 pieces Sacchetti da 5 pezzi
545401	5 x 4 (20 cm ²)	Individually wrapped Confezione singola
541005	10 x 10 (100 cm ²)	Bags of 5 pieces Sacchetti da 5 pezzi
541001	10 x 10 (100 cm ²)	Individually wrapped Confezione singola

ref	Dim. mm	packing/confezione
800/SP/50	50 x 50	Individually wrapped Confezione singola
800/SP/70	40 x 70	Individually wrapped Confezione singola
800/SP/140	40 x 140	Individually wrapped Confezione singola

ref	Dim. mm	packing/confezione
542050	Ø 3 x 120	Bags of 500 pieces Sacchetti da 500 pezzi

ref	colour/colore	packing/confezione
191030	Blue Blu	Bags of 20 pieces Sacchetti da 20 pezzi



ref	colour/colore	packing/confezione
190120	Neutral Neutro	Bags of 20 pcs Sacchetti da 20 pezzi
190105	Neutral Neutro	Bags of 5 pcs Sacchetti da 5 pezzi
190101	Neutral Neutro	Individually wrapped Confezione singola

ref	colour/colore	packing/confezione
191020	Blue Blu	Bags of 20 pcs Sacchetti da 20 pezzi
191005	Blue Blu	Bags of 5 pcs Sacchetti da 5 pezzi
191001	Blue Blu	Individually wrapped Confezione singola

ref	Dim. mm	packing/confezione
541050	Ø 4.9 x 150 x 37.6	Bags of 5 pcs Sacchetti da 5 pezzi
541051	Ø 4.9 x 150 x 37.6	Individually wrapped Confezione singola

ref	length/lunghezza	packing/confezione
540050	140 mm	Bags of 5 pcs Sacchetti da 5 pezzi
540051	140 mm	Individually wrapped Confezione singola

1 µL STERILE FLEXIBLE INOCULATING LOOPS

ANSE STERILI FLESSIBILI PER INOCULAZIONE 1 µL

1 µL sterile inoculating loops in polystyrene, with incorporated needle.

Anse sterili, flessibili, per inoculazione da 1 µL, con ago incorporato, in polistirolo.

10 µL STERILE FLEXIBLE INOCULATING LOOPS

ANSE STERILI FLESSIBILI PER INOCULAZIONE 10 µL

10 µL sterile inoculating loops in polystyrene, with incorporated needle.

Anse sterili, flessibili, per inoculazione da 10 µL, con ago incorporato, in polistirolo.

STERILE L-SHAPE SPREADERS

SPATOLE A "L" STERILI

Sterile Sterile L-Shape spreaders for bacteriology in PP white colour, with completely smooth rounded surface.


Spatole sterili a "L" per batteriologia in PP colore bianco, con superficie completamente liscia e arrotondata.

STERILE T-SHAPE SPREADERS

SPATOLE A "T" STERILI

Sterile T-Shape spreaders for bacteriology in PS, blue colour, with completely smooth rounded surface.

Spatole sterili a "T" per batteriologia in PS, colore blu, con superficie completamente liscia e arrotondata.



1 PETRI DISHES Ø 90 MM PIASTRE DI PETRI Ø MM

Manufactured in crystal polystyrene, optically transparent. Suitable to use with automatic filling machine.

Prodotte in polistirolo cristallo otticamente trasparente, idonei per l'utilizzo con riempitrici automatiche.

ref	sectors settori	type/tipo
12900V	NO	Without vents/Senza ventilazione – Aseptic
12900V/S	NO	Without vents/Senza ventilazione – Sterile R
12903V	NO	With triple vents/Con ventilazione – Aseptic
12903V/S	NO	With triple vents/Con ventilazione – Sterile R
12900V2S	2	Without vents/Senza ventilazione – Aseptic
12900V2S/S	2	Without vents/Senza ventilazione – Sterile R
12900V3S	3	Without vents/Senza ventilazione – Aseptic
12900V3S/S	3	Without vents/Senza ventilazione – Sterile R
12900V4S	4	Without vents/Senza ventilazione – Aseptic
12900V4S/S	4	Without vents/Senza ventilazione – Sterile R

2 PETRI DISHES PIASTRE DI PETRI

Manufactured in crystal polystyrene, optically transparent. Suitable to use with automatic filling machine.

Prodotte in polistirolo cristallo otticamente trasparente, idonei per l'utilizzo con riempitrici automatiche.

ref	Ø mm	type/tipo
123500/S	35	Sterile R
12600V/S	60	Without vents/Senza ventilazione – Sterile R
12603V/S	60	With triple vents/Con ventilazione – Sterile R
12800V/S	80	Without vents/Senza ventilazione – Sterile R
121000V	100	Without vents/Senza ventilazione – Aseptic
121000V/S	100	Without vents/Senza ventilazione – Sterile R
121003V	100	With triple vents/Con ventilazione – Aseptic
121003V/S	100	With triple vents/Con ventilazione – Sterile R
121200V	120	Without vents/Senza ventilazione – Aseptic
121200V/S	120	Without vents/Senza ventilazione – Sterile R
121403V/S	140	With triple vents/Con ventilazione – Sterile R
121503V/S	150	With triple vents/Con ventilazione – Sterile R

3 CONTACT PETRI DISHES PIASTRE DI PETRI TIPO CONTACT

Sterile petri dishes CONTACT type, with triple vents, in crystal polystyrene, with counting grid. Suitable for bacteria counting.

Piastre di petri sterili tipo CONTACT, ventilate, in polistirolo cristallo, con griglia di conta. Idonee per la conta batterica.

ref	Ø mm	type/tipo
12553V/C/S	55	With triple vents/Con ventilazione – Aseptic
12903V/C/S	90	With triple vents/Con ventilazione – Sterile R

Dealer/*Distributore*

MICROBIOTECH S.r.l.

Via Achille Tamborino snc - zona PIP
73024 - Maglie (Lecce) Italy

Phone & FAX:
(+39) 0836/48.55.71

e-mail: info@microbiotechsrl.com
www.microbiotechsrl.com

